

SWISS DOLORCLAST® smart20

→ LE MEILLEUR CHOIX DANS LA THÉRAPIE
PAR ONDES DE CHOC RADIALES



EMS⁺

SWISS DOLORCLAST® smart20

> Permet le traitement des pathologies musculosquelettiques de façon rapide et efficace grâce à la TEOC* radiales d'EMS.

* Thérapie Extracorporelle par Ondes de Choc



TEOC
RADIALES



EFFICACE →

- > Densité d'énergie cliniquement prouvée:
 - Pièce à main Evo Blue® pour une densité d'énergie constante
 - Pièce à main Power+ pour une densité d'énergie plus élevée

FACILE À UTILISER →

- > Réglage et entretien rapide, sans accessoire superflu

ÉCONOMIQUE →

- > Retour sur investissement rapide

RÉFÉRENCE DU PRODUIT

FT-226

TECHNOLOGIE

Pneumatique - Ondes de choc radiales générées avec compresseur externe

DENSITÉ D'ÉNERGIE POSITIVE (DE.)

Pièce à main Evo Blue®: 0.18mJ/mm² - Pièce à main Power+: 0.4mJ/m²

NIVEAU DE CAVITATION

Augmente avec la fréquence

FRÉQUENCE

Jusqu'à 20 Hz

ÉTUDES CLINIQUES

26 essais contrôlés randomisés - Plus de 125 publications

CONFIGURATION STANDARD

Console Swiss DolorClast® Smart20, pièce à main Evo Blue®, gel de contact, cart et compresseur externe

SWISSDOLORCLAST.COM

Pour de plus amples informations : welcome@ems-ch.com

"I FEEL
GOOD"